

ULTRAGENE

Equipamento para experimentação e investigação científica laboratorial



HyPro technical



**Solução de peróxido de hidrogénio,
concebida para desinfetar
eficientemente e muito rapidamente
todos os locais onde a higiene é
essencial.**

Hymetec comercializa e desenvolve produtos e tecnologia que age de forma eficaz em qualquer tipo de infeção, com o objetivo de garantir o melhor possível para a higiene de todos.

A solução HyPro technical, H₂O₂, concentrada em 7%, permite fazer uma pulverização eficaz, rápida e segura.



Dispositivo Médico : 0499

ISO 13485 /9001

Informações técnicas

Uso	Solução pronta a usar
Ingrediente ativo	Peróxido de hidrogênio 7%
GMDN Nr.	45058
Fragância	Neutro
Solubilidade em água	Total
Validade	17 meses fechado 2 meses após abertura
Estabilidade química	Estável de 5°C a 30°C
Densidade relativa	1
Condições de armazenamento	Na embalagem original proteger da luz solar. Evitar flutuação de temperatura.
Embalagem	Garrafas de 1L (caixas de 6 garrafas).

Benefícios

- ✓ Desinfecção rápida – em menos de 1 hora
- ✓ Solução pronta a usar
- ✓ Sem resíduos
- ✓ Sem humidade residual
- ✓ O produto (H₂O₂) é ecologicamente inofensivo e biodegradável. Sem corrosão na maioria das superfícies.

Eficiência

Foram efetuados testes em Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Aspergillus Niger, Penicillium SPP, Norovirus, Bacillus stearothermophilus, ...

Utilização

O HyPro technical é aplicável em várias áreas:

hospitalar, centros de saúde, viaturas de socorro como ambulâncias, consultórios odontológicos, farmacêuticas,

Avisos

- Durante a manipulação, usar roupa de proteção adequada (luvas, óculos de proteção,)
- Verificar a data de validade do produto
- Ler a folha de segurança
- Manipular o produto afastado de qualquer fonte de calor



A desinfecção por via aérea é uma ferramenta adicional para métodos de limpeza mecânica e devem estar de acordo com o protocolo de limpeza aplicado e validado na instituição.