



HyPro technical



Solução de peróxido de hidrogénio, concebida para desinfetar eficientemente e muito rapidamente todos os locais onde a higiene é essencial.

ULTRAGENE comercializa uma gama de produtos e tecnologias que agem de uma forma eficaz em qualquer tipo de infeção, com o objetivo de garantirem o melhor possível para a higiene de todos.

A solução HyPro Technical, H_2O_2 , concentrada em 7%, permite fazer uma pulverização eficaz, rápida e segura.

HyPro technical

Informações técnicas

| | |
|----------------------------|--|
| Uso | Solução pronta a usar |
| Ingrediente ativo | Peróxido de hidrogênio 7% |
| GMDN Nr. | 45058 |
| Fragância | Neutro |
| Solubilidade em água | Total |
| Validade | 17 meses fechado 2 meses após abertura |
| Estabilidade química | Estável de 5°C a 30°C |
| Densidade relativa | 1 |
| Condições de armazenamento | Na embalagem original proteger da luz solar. Evitar flutuação de temperatura. |
| Embalagem | Garrafas de 1L (caixas de 6 garrafas). |

Eficiência

Foram efetuados testes em *Staphylococcus aureus*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Escherichia coli*, *Aspergillus Niger*, *Penicillium SPP*, *Norovirus*, *Bacillus stearotherophilus*, ...

Utilização

O HyPro technical é aplicável em várias áreas:

hospitalar, centros de saúde, viaturas de socorro como ambulâncias, consultórios odontológicos, farmacêuticas,

Avisos

- Durante a manipulação, usar roupa de proteção adequada (luvas, óculos de proteção,)
- Verificar a data de validade do produto
- Ler a folha de segurança
- Manipular o produto afastado de qualquer fonte de calor

A desinfeção por via aérea é uma ferramenta adicional para métodos de limpeza mecânica e devem estar de acordo com o protocolo de limpeza aplicado e validado na instituição.

Benefícios

- ✓ Desinfeção rápida em menos de 1 hora.
- ✓ Solução pronta a usar.
- ✓ Sem resíduos.
- ✓ Sem humidade residual.
- ✓ O produto (H_2O_2) é ecologicamente inofensivo e biodegradável.
- ✓ Sem corrosão na maioria das superfícies.

